

Valutazione tecnica ed economica						
Caratteristiche	Descrizione	Punti	Revvity		Radtech	
Protezione camera conteggio fondo	Il punteggio sarà attribuito allo strumento che dispone di guardia attiva per la protezione dal fondo ambientale	20 punti	15	Guardia attiva=no Schermatura =50 mm di Pb Algoritmo=si	20	Guardia attiva=si Schermatura =70 mm di Pb Algoritmo=si
Preconcentrazione dell'acqua da sottoporre ad analisi	Il punteggio più elevato sarà attribuito allo strumento che garantisce: - Per il raggiungimento del limite di rilevazione non è prevista alcuna preconcentrazione: 10 punti	max 10 punti	5	alfa e beta totale preconcentrazione 10 x  radon misura diretta	5	alfa preconcentrazione 5x, beta totale preconcentrazione 10 x
	- Per preconcentrazioni fino ad un fattore 5: 5 punti					radon misura diretta
	- Per preconcentrazioni maggiori di un fattore 5: 0 punti					
Correzione automatica per quenching	Il punteggio sarà attribuito allo strumento che permette di effettuare la correzione per quenching senza sorgenti esterne	6 punti	3	Algoritmo TSIS per campioni ad elevato conteggio e standard esterno di Ba-133 per campioni ambientali	6	Standard esterno= no, correzione mediante TDCR
Numero di campioni contenuti nel porta campioni automatico	Il punteggio sarà attribuito allo strumento con il maggior numero di alloggiamenti.	4 punti	4	408 vials da 20 ml    720 vials da 4 o 7 ml	0	40 vials da 20 ml 96 vials da 7 ml
Garanzia	Estensione periodo di garanzia per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni: 5 punti per ogni anno aggiuntivo	max 10 punti	0	nessuna estensione aggiuntiva	0	nessuna estensione aggiuntiva
Tempi di consegna	Punteggio al tempo di consegna più breve dall'aggiudicazione	8 punti	8	circa 15 giorni dall'aggiudicazione	6	20 gg DRO
Equipaggiamento	base di supporto per lo strumento costituito da un carrello attrezzato con ruote per consentire un facile spostamento dello strumento.	3 punti	3	si	3	si
Equipaggiamento	Fornitura di un gruppo UPS a supporto dello strumento.	3 punti	3	si	3	si
Fornitura standard di taratura certificati	n.1 soluzione da 100 ml di Am-241, (attività specifica circa 8 Bq/ml) n.1 soluzione da 100 ml di Sr-90 (attività specifica circa 8 Bq/ml)	6 punti	0	non fornisce standard taratura certificati	6	si, come da capitolato
PRESTAZIONI				<sup>3</sup> H eff >63% <sup>14</sup> C eff >95% BKG < 10 cpm FOM per <sup>3</sup> H=500, per <sup>14</sup> C= 940		<sup>3</sup> H eff >71% <sup>14</sup> C Eff >97% BKG = 3,5 cpm FOM per <sup>3</sup> H>350, per <sup>14</sup> C>1150
			41,00		49,00	
	valutazione tecnica (70 punti)		58,57		70,00	
	offerta economica		96.852,42 €		96.500,00 €	
	valutazione economica (30 punti)		29,89		30,00	
	valutazione finale		88,46		100,00	